



La compatta bilancia Dune offre una pesatura facile e veloce e con un design compatto e leggero. Con funzionamento semplice a tre pulsanti e costruzione robusta in plastica, la Dune è una scelta intelligente per laboratori, scuole, cucine, uffici o servizi veterinari. I risultati vengono visualizzati su un display grande e la calibrazione automatica viene eseguita tramite la tastiera. Facilmente trasportabile, la Dune è alimentata da batteria o adattatore CA.

Design aerodinamico per pesatura di base in laboratorio, aula o campo




Caratteristiche

- Display ad elevato contrasto facilmente visibile a distanza
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
- La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Grande piatto facilmente rimovibile per una rapida pulitura
- Uno spegnimento automatico per risparmio energia
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Funziona con adattatore AC (incluso) o batterie (non incluse)

Applicazioni

- Pesatura



DCT 302

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	DCT 302	DCT 201	DCT 601	DCT 2001	DCT 2000	DCT 5000
Capacita'	300g	200g	600g	2000g	2000g	5000g
Precisione	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	2g
Ripetibilita' (S.D.)	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	2g
Linearita' (+/-)	0.02g	0.2g	0.2g	0.2g	2g	4g
Dimensione piatto	100mm ø	145x145mm				
Unita' di misura	g, oz		g, lb, oz			
Gamma di Tara	Gamma completa					
Tempo di stabilizzazione (sec)	2					
Calibratura	Calibratura esterna					
Visualizzazione	LCD con caratteri 15mm alti					
Alimentazione	Adattatore 12VAC 50/60Hz 150mA / 6 x batterie AA					
Temperatura di esercizio	0° a 40°C					
Custodia	ABS					
Schermo di protezione aria	145x148x120mm	N/A				
Dimensioni totali	147x208x150mm (lpxh)					
Peso netto	0.5kg					

Accessori

Numero dell'unita'	Descrizione
700660290	Certificato di calibratura
700100012.....	F1 Peso di calibratura da 200g
700100010.....	F1 Peso di calibratura da 2kg
700100030	M1 Peso di calibratura da 2kg
700100060	M1 Peso di calibratura da 500g
700100072.....	M1 Peso di calibratura da 200g

Consegnato da